



# Tejocleaner T- 43 KS Ultra

Neutralt avfettnings- och rengöringsmedel

**Användningsområde:**

- Avsedd för ultraljudsrengöring av detaljer gjorda av zink, magnesium, mässing, koppar, järn, stål, rostfritt stål samt aluminium.

**Egenskaper:**

- Löser feta föroreningar av olja och fett.
- Specialkomponerat för ultraljud
- Innehåller temporärt korrosionsskydd
- Skummande

**Tvättanvisning:**

Späds med vatten så att en brukslösning mellan 3 – 10 % erhålls.

- 1 liter T-40 KS späds med 10 delar vatten ger 10 %.
- 1 liter T-40 KS späds med 20 delar vatten ger 5 %
- 1 liter T-40 KS späds med 33 delar vatten ger 3 %

Justera maskinens termostat så att brukslösningen håller en temperatur av 30 - 80°

För att kontrollera när stöddosering eller byte av brukslösning är nödvändig bör en titrering göras regelbundet.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

**Tekniska data**

Utseende:	Ljusgul vätska
Lukt:	Svag
pH konc:	9,0
Densitet:	1,030 kg/m <sup>3</sup>
Löslighet:	Vattenlöslig
Lagring:	Frostfritt
Förpackning	Art.nr.
T40KS	25 liter

